

Provtagning med ALS provtagningstejp

Provtagning med hjälp av tejp har använts under lång tid för att snabbt och enkelt samla upp partiklar för analys. Tejpen kan exempelvis användas för att samla upp damm från en yta eller för oförstörande provning genom att samla upp partiklar från ett material. ALS har nu tagit fram ett provtagningsark med orderblankett, fyra tejprensor och provtagningsinstruktion. Provtagningsarket innehåller allt som behövs och är lämpligt för provtagning av:

- Asbestfibrer, analyspaket A-2b**
- Karakterisering av damm, analyspaket A-4b**
- Mikrobiell skadekontroll på material, analyspaket A-3i**
- Tungmetaller i damm, analyspaket A-6t**

Uppdragsgivare/Rapportmottagare <i>OBS! E-post måste fyllas i för leverans av rapport</i>	
Företag & organisationsnummer	
Kontaktperson	
E-post	
Adress	
Postadress	
Tel	
Provtagare	
Provtagningsdatum	
Inlämning och svarstid	<input type="checkbox"/> Standardsvarstid (Om analyserna har olika standard svarstid, registreras allt på samma order med den längsta svarstiden)
	<input type="checkbox"/> Express! (Fyll i önskat svarsdatum eller antal arbetsdagar. expresspåslag enligt ALS expresstariffer kan tillkomma beroende på analysernas standard svarstid)
	Ange svarsdatum/arbetsdagar: <i>Kontakta laboratoriet vid analyser med svarstid 1-2 arbetsdagar!</i> <i>Sista inlämningstid för ankomststämpel samma dag: 16.00.</i>
ALS Scandinavias offertnr	
Kundens uppdragsnr	För rapport och fakturauppgifter
Kundens projekt	
Faktureringsadress	

Ta prov här
Prov 1

Provmärkning

Analys

Ta prov här
Prov 2

Provmärkning

Analys

Ta prov här
Prov 3

Provmärkning

Analys

Ta prov här
Prov 4

Provmärkning

Analys

Provtagningsinstruktion

PROVTAGNINGSSINSTRUKTION

1. Ta bort tejen från pappret. Var noga att inte röra tejen i mitten. Håll tejen på de färgade ytorna.
2. Sätt mitten av tejen mot ytan som ska provtas. Tryck med fingret tejen mot ytan.



3. Ta bort tejen från ytan och sätt tillbaka den på dess plats på pappret. Om det är mycket damm på tejen kan den fästas med ytterligare tejbiter.
4. Skriv provmärkning på avsedd plats på pappret.



5. Skriv vilken analys som ska utföras på provet.



6. Fyll i beställningsdelen av pappret.
7. Vik ihop pappret och lägg i ett kuvert. Skicka till ALS.

Om du har några frågor så hör gärna av dig till oss.

Beställ ALS provtagningsark på www.alsglobal.se eller via E-post info.ta@alsglobal.com



ALS Scandinavia AB
Rinkebyvägen 19c
182 36 Danderyd
phone: 08-5277 5200
e-post: info.ta@alsglobal.com

www.alsglobal.se

version 19-02-2021