



INSTRUKTION FÖR PROVTAAGNING AV VATTEN FÖR ANALYS AV Fe²⁺/Mn²⁺

OBS! Flaskorna innehåller 2,5 ml 25% svavelsyra.

PROVTAAGNING

För provtagning används en 250 ml glasflaska.

Om vattnet innehåller partiklar måste det filtreras genom 5 µm filter innan flaskan fylls.

Toppfyll glasflaskan.

Proven bör förvaras kallt och sändas in till ALS Scandinavia omgående.

OBS! Om Fe³⁺ och/eller Mn⁴⁺ ska analyseras måste även en 60 ml plastflaska med prov skickas in, detta för att kunna mäta totalhalten Fe eller Mn.