



right solutions.
right partner.

Provtagning med ALS provtagningstejp



Provtagning med hjälp av tejp har använts under lång tid för att snabbt och enkelt samla upp partiklar för analys. Tejpen kan exempelvis användas för att samla upp damm från en yta eller för oförstörande provning genom att samla upp partiklar från ett material. ALS har tagit fram ett provtagningsark med orderblankett, fyra tejprensor och provtagningsinstruktion. Provtagningsarket innehåller allt som behövs och är lämpligt för provtagning av:

[Asbestfibrer, analyspaket A-2b](#)

[Karakterisering av damm, analyspaket A-4b](#)

[Mikrobiell skadekontroll på material, analyspaket A-3i](#)

[Tungmetaller i damm, analyspaket A-6t](#)

OBS! En tejp är en analys.

Uppdragsgivare/Rapportmottagare <small>OBS! E-post måste fyllas i för leverans av rapport</small>	
Företag & organisationsnummer	
Kontaktperson	
E-post	
Adress	
Postadress	
Tel	
Provtagare	
Provtagningsdatum	
Inlämning och svarstid	<input type="checkbox"/> Standardsvarstid (Om analyserna har olika standard svarstid, registreras allt på samma order med den längsta svarstiden)
	<input type="checkbox"/> Express! (Fyll i önskat svarsdatum eller antal arbetsdagar. expresspåslag enligt ALS expresstariffer kan tillkomma beroende på analysernas standard svarstid)
	Ange svarsdatum/arbetsdagar: <i>Kontakta laboratoriet vid analyser med svarstid 1-2 arbetsdagar! Sista inlämningstid för ankomststämpel samma dag: 16.00.</i>
ALS Scandinavias offertnr	
Kundens uppdragsnr	För rapport och fakturauppgifter
Kundens projekt	
Faktureringsadress	

Ta prov här	Prov 1
Provmärkning	
Analys	
Ta prov här	Prov 2
Provmärkning	
Analys	
Ta prov här	Prov 3
Provmärkning	
Analys	
Ta prov här	Prov 4
Provmärkning	
Analys	



Provtagningsinstruktion

PROVTAGNINGSIKTRUKTION

1. Ta bort tejsen från pappret. Var noga att inte röra tejsen i mitten. Håll tejsen på de färgade ytorna.
2. Sätt mitten av tejsen mot ytan som ska provtas. Tryck med fingret tejsen mot ytan.



Provmärkning

Analys

3. Ta bort tejsen från ytan och sätt tillbaka den på dess plats på pappret. Om det är mycket damm på tejsen kan den fästas med ytterligare tejsbitar.
4. Skriv provmärkning på avsedd plats på pappret.



Provmärkning

Analys

5. Skriv vilken analys som ska utföras på provet.



Provmärkning

Analys

6. Fyll i beställningsdelen av pappret.
7. Vik ihop pappret och lägg i ett kuvert. Skicka till ALS.

Om du har några frågor så hör gärna av dig till oss.

OBS! En tejs är en analys.

Beställ ALS provtagningsark:

www.alsglobal.se
info.ta@alsglobal.com